

5540 LEG PRESS REHAB

Dieses Gerät zum Trainieren der Beinmuskulatur wurde mit einer „Sperre“ ausgestattet, was das spezielle Training der Endbewegung ermöglicht. In Verbindung mit dem verstellbaren Rückenteil können zwischen sechs verschiedenen Startpositionen gewählt werden. Ist der Performance Recorder angeschlossen, kann man die Belastbarkeit der Beine unabhängig voneinander testen. Ein Rehabilitationsfortschritt wird so schnell und einfach ersichtlich.



Produkt-Nr.: 5540
Breite: 85 cm, Länge: 145 cm, Höhe: 135 cm, Gewicht: 110 kg

Standard



Bewegungsbegrenzer

Mit einem Sperrmechanismus lässt sich die gewünschte Startposition der Bewegung festlegen. Empfehlenswert vor allem für Menschen mit Bewegungseinschränkungen oder für ein Rehabilitationstraining nach einer Operation.



Einstiegshilfe (Handgriffe)

Die für ältere Trainierende vorgesehenen Handgriffe erleichtern das Setzen und Aufstehen.



Verstellbares Rückenteil

Eine grundlegende Standardausrüstung bei vielen HUR-Geräten. Hier lässt sich die Rückenstütze in drei verschiedenen Positionen feststellen.



Isometrische Testeinrichtung


Mit dem speziellen Performance Recorder (Zusatzleistung) lässt sich die isometrische Kraft an allen Geräten messen. Die Befestigungsösen für den Kraftsensor sind bereits installiert.

Optional



Nackepolsterung

Ermöglicht eine bequeme Sitzposition.



Verbindungsplatte

Beide Befestigungsarme werden durch diese Platte fest miteinander verbunden.



Fußriemen

Mit den Fußriemen können die Füße an der Fußplatte festgehalten werden.



Digitale Anzeige

Zeigt den Widerstand und den Puls digital an und zählt die Wiederholungen.



Smart Card

Mit Hilfe der Smart Card (Zusatzleistung) leitet das System den Trainierenden durch die gesamte Trainingseinheit und regelt den Kraftwiderstand entsprechend dem Trainingsprogramm automatisch.